



FIBEROPTIC CABLES INSTRUCTIONS FOR USE



Sunoptic Technologies®
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville, FL 32216 USA

Customer Service: 904 737 7611
Toll Free 877-677-2832



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
[+49 \(0\) 211 3013 2232](tel:+4921130132232)

PLEASE READ BEFORE USE

Failure to follow these instructions could render the device unusable and void any warranty.

Device Description

SUNOPTIC SURGICAL[®] fiberoptic cables are designed to deliver maximum light when coupled to a medical grade fiberoptic light source. **SUNOPTIC SURGICAL**[®] fiberoptic cables can be used with quartz halogen, metal halide, or xenon light sources. They are compatible with virtually all endoscopes, medical instruments, and microscopes.

Intended Use

This device is designed to illuminate a surgical site by relaying light from a fiberoptic light source onto the desired site. **SUNOPTIC SURGICAL**[®] cables are medical grade, high transmittance, peak efficiency.

NOTE: The style of cable suitable for a given lightsource can be determined from the table below.

| | Standard Cable | Clad Rod Cable | Lensed Cable | Fused Cable |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Cuda / Sunoptic 250W Halogen | X | | | |
| Other 250W Halogen | | X | | |
| Focused Ceramic Xenon | | X | | X |
| Other Xenon ≤ 300W | X | | X | |
| Xenon >300W | | | | X |
| Metal Halide ≤ 75W | X | | | |
| LED 4000 | | | | X |

- For use with Xenon lightsources, be sure lightsource is filtering at least 90% of infrared radiation (IR) to prevent high heat.

Contraindications

This device has no contraindications of which we have knowledge.

Warnings and Precautions 

- **SUNOPTIC SURGICAL**[®] light cables are provided non-sterile and must be sterilized before use. See instructions for cleaning and sterilization.
- Always inspect cables for any evidence of damage prior to use. Pay particular attention to optical surfaces looking for scratches or dings.
- Use caution to treat **SUNOPTIC SURGICAL**[®] cables as you would any fine optical device.
- The user of this product should be thoroughly familiar and trained in use and care of the product.
- Match the cable size to the endoscope. Using a larger cable (fiber bundle size) than the endoscope requires will result in overheating the endoscope’s proximal end.
- Light loss and warmer than normal instrument temperatures may be encountered if using a light source fiber optic cable with a larger aperture or bundle diameter than the instruments receiving aperture or bundle diameter.
- **FIRE or INJURY HAZARD:** Energy released by illuminators used with fiber optic light guides is retained in the cable and transmitted to a connected instrument through the cable end tip. The output of a connected instrument or end tip left in close proximity or contact with tissue

or flammable materials presents a risk of injury or fire. Qualified personnel must determine a safe working distance and intensity setting for each application. The output should never be left on unattended.

Adverse Events

We have no knowledge of any adverse events with this product.

Cleaning of headband, headlight and headlight cable.

Exterior surface of headband and module can be wiped clean with 70% Isopropyl alcohol or mild soap. Headlight cable is not to be steam autoclaved. Autoclaving will cause damage to the non-sealed Proximal end of the cable which has a lens on it. The headlight cable can be wiped in same process as the headband and module.

Cleaning and Sterilization of Fiberoptic Light Guides

Cleaning

Fiberoptic light guides for endoscopes, microscopes, and surgical instruments are high quality optical devices. They require similar care to that taken for any precision optical component. After each use, the light guide should be washed and cleaned of all debris. A soft brush and mild detergent should be used to clean the device. Pay particular attention to any crevices or seams. Avoid any harsh materials or detergents that can scratch or in any way damage the optical surfaces on each end of the light guide. Sunoptic Technologies® recommends the following Steam Sterilization (Autoclave) guidelines:

Automated cleaning (full cycles)

The device shall be run through a hospital grade full cycle. The minimum parameters for the full cycle are as follows:

| Motor Speed High [USA Parameters] | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Phase | Recirculation Time [Minutes] | Temperature | Detergent Type and Concentration |
| Pre-Wash 1 | 02:00 | Cold Tap Water | NA |
| Enzyme Wash | 03:00 | Hot Tap Water | Enzol®, 1 oz/gal (Neutral pH 7.8-8.8) |
| Rinse 1 | 00:15 | Hot Tap Water 60°C | NA |
| Drying | 06:00 | 90°C | NA |

| Motor Speed High [European Parameters] | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Phase | Recirculation Time [Minutes] | Temperature | Detergent Type and Concentration |
| Pre-Wash 1 | 02:00 | Cold Tap Water | NA |
| Enzyme Wash | 03:00 | Hot Tap Water | Neodisher® Mediclean Forte ¼ oz/gal (pH 10.5-11) |
| Rinse 1 | 00:15 | Hot Tap Water 60°C | NA |
| Drying | 06:00 | 90°C | NA |

Steam Sterilization (Autoclave)

The cycle selected is dependent on equipment and hospital protocol. General guidelines are:

| METHOD | CYCLE | MINIMUM TEMPERATURE | EXPOSURE TIME |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|
| Steam (wrapped) | Prevacuum | 270 deg. F (132 deg. C) | 4 minutes |
| Steam (wrapped) | Gravity | 270 deg. F (132 deg. C) | 10 minutes |
| Steam (wrapped) | Gravity | 250 deg. F (121 deg. C) | 45 minutes |

The above sterilization parameters have been validated and are effective. Materials used in construction will withstand temperatures of 134C up to the times listed with no know adverse impact.

Chemical Disinfection

It is recommended that the guidelines below published by Advanced Sterilization, a Johnson & Johnson company be followed.

| Product | High Level Disinfection Sterilization | Sterilization |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Cidex Activated Dialdehyde Solution | 45 minutes @ 25 degrees C 77 degrees F | 10 Hours |
| Cidex Plus 28 Day Solution | 20 minutes @ 25 degrees C 77 degrees F | NA |

Steris Sterilization

Follow Steris Corporation Guidelines

Sterrad Sterilization

Follow Sterrad (a J&J Company) Guidelines

Limited Warranty













Your fiberoptic cable has a one (1) year warranty from the date of shipment on workmanship and all defects of material except for broken fiber. Should your product prove to have such defects within one (1) year of shipment, **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** will repair or replace the product or component part without charge.

Should your fiberoptic cable need servicing under this warranty, please contact your distributor or your customer support specialist for return authorization documentation. You should carefully pack the product in a sturdy carton, including a note describing the defects, your name, your company name, telephone number and a return address. Warranty does not cover equipment subject to misuse, accidental damage, and normal wear and tear. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Post warranty repairs

Please contact your distributor or your customer support specialist for return authorization documentation.

Chart of medical device symbols used

| | |
|---|---|
|  | Manufacturer |
|  | Date of manufacture (YYYYMM or YYYY) |
|  | “Authorized Representative” in the European Community |
|  | Caution, consult accompanying documents |
|  | Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner |
|  | Keep product dry |
|  | Batch code / lot number |
|  | Consult Instructions for Use |
|  | CE mark |
|  | Nonsterile |
|  | Catalog, reorder or reference number |
|  | Do not use if package is damaged |



CÂBLES A FIBRES OPTIQUES



Sunoptic Technologies®
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville, FL 32216

Customer Service: 904 737-7611
Toll Free 877-677-2832



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
[+49 \(0\) 211 3013 2232](tel:+4921130132232)

À LIRE AVANT D'UTILISER LE MATÉRIEL

Utiliser ce matériel sans avoir préalablement lu le mode d'emploi peut rendre ce dispositif inutilisable et annuler la garantie applicable.

Description du dispositif

Les câbles à fibres optiques **SUNOPTIC SURGICAL**® ont été conçus pour fournir une lumière optimale lorsqu'ils sont raccordés à une source lumineuse optique de qualité médicale. Ils peuvent être utilisés avec des sources optiques au quartz-halogène, aux halogénures ou au xénon. Ils sont compatibles avec pratiquement tous les endoscopes, microscopes et tout matériel médical.

Usage prévu

Ce dispositif a été conçu pour éclairer en milieu chirurgical, en retransmettant la lumière provenant d'une source lumineuse à fibres optiques vers l'endroit désiré. Les câbles **SUNOPTIC SURGICAL**® sont de qualité médicale, dotés d'un haut coefficient de transmission et d'un haut rendement.

NOTE : Le style de câble convenable pour un source lumineuse donné peut être déterminé de la table us dessous :

| | Norme câble | Le câble vêtu de tringle | À lentilles câble | A fondu câble |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Cuda/Sunoptic 250w halogène | X | | | |
| Autre 250w halogène | | X | | |
| Convergé cermique Xénon | | X | | X |
| Autre Xenon ≤ 300W | X | | X | |
| Xenon >300W | | | | X |
| Halogénure en métal ≤ 75W | X | | | |
| LED 4000 | | | | X |

- Lors de l'utilisation d'une source lumineuse 300 watts au xénon, veillez à ce que la source lumineuse filtre au moins 90 % du rayonnement infrarouge, afin d'éviter la production d'une forte chaleur

Contre-indications

Ce dispositif ne fait à notre connaissance l'objet d'aucune contre-indication.

Précautions & avertissements

- Les câbles **SUNOPTIC SURGICAL**® sont livrés non-stériles et doivent être stérilisés avant utilisation. Voir les instructions se rapportant au nettoyage et à la stérilisation.
- Inspectez toujours les câbles avant utilisation afin de détecter toute trace éventuelle d'endommagement. Inspectez particulièrement les surfaces optiques pour vous assurer qu'elles sont exemptes de rayures ou d'éclats.
- Manipulez soigneusement les câbles **SUNOPTIC SURGICAL**®, comme vous manipuleriez tout dispositif optique délicat.
- L'utilisateur de ce produit doit avoir été formé et être parfaitement familiarisé avec la manipulation et le soin à lui apporter.

- L'attribution du câble doit correspondre à l'endoscope. L'utilisation d'un câble plus large (taille d'un faisceau de fibres optiques) que l'endoscope surchaufferait l'extrémité de l'endoscope.
- La perte légère et températures d'instrument plus chaudes que normales pourraient être rencontrées si utilisant une source un léger câble à fibres optiques avec une plus grande ouverture ou un diamètre de paquet que les instruments qui reçoivent le diamètre d'ouverture ou paquet.
- **RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE** : Énergie libérée par enlumineurs utilisé avec guides de lumière à fibre optique est conservé dans le câble et transmise à un instrument connecté via le câble fin astuce. La sortie d'un instrument connecté ou fin de l'extrémité gauche à proximité ou en contact avec des tissus ou matériaux inflammables présente un risque de blessure ou d'incendie. Le personnel qualifié doit déterminer une distance de travail sécuritaire et le paramètre Intensité pour chaque application. La sortie ne doit jamais être laissé sans surveillance.

Effets indésirables

À notre connaissance, ce dispositif ne produit aucun effet indésirable.

Lavage du bandeau, de la lampe frontale et du câble de phare.

La surface extérieure du bandeau et du module peut être nettoyée avec de l'alcool isopropylique à 70% ou un savon doux. Le câble de phare ne doit pas être autoclavé à la vapeur. L'autoclavage endommagera l'extrémité proximale non scellée du câble comportant une lentille. Le câble de phare peut être essuyé dans le même processus que le bandeau et le module.

Nettoyage et stérilisation des guides de lumière à fibres optiques

Nettoyage

Les guides de lumière à fibres optiques des endoscopes, microscopes et de matériel chirurgical sont des dispositifs optiques de haute qualité. Ils doivent faire l'objet de la même attention et des mêmes soins que ceux réservés à tout composant optique de précision. Après chaque utilisation, il faut nettoyer le guide de lumière afin d'évacuer tout résidu. Utilisez une brosse souple et un détergent doux pour nettoyer le dispositif. Faites particulièrement attention aux recoins et aux joints. Évitez d'utiliser des matériaux rigides et des détergents agressifs susceptibles de rayer ou d'endommager les surfaces optiques aux deux extrémités du scope. Sunoptic Technologies® recommande ce qui suit stérilisation à la vapeur (Autoclave) des lignes directrices:

Nettoyage automatisé (cycles complets)

Le dispositif doit être exécuté sur un cycle complet de qualité hospitalière. Les paramètres minimum pour le cycle complet sont les suivants:

| Vitesse moteur élevée [Paramètres USA] | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| La phase | Temps de recirculation [minutes] | Température | Type et concentration de détergent |
| Prélavage 1 | 02:00 | L'eau du robinet froide | NA |
| Lavage enzymatique | 03:00 | Eau chaude du robinet | Enzol®, 1 oz/gal (Neutral pH 7.8-8.8) |
| Rincer 1 | 00:15 | Eau chaude du robinet 60°C | NA |
| Séchage | 06:00 | 90°C | NA |

| Vitesse moteur élevée [Paramètres Européens] | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| La phase | Temps de recirculation [minutes] | Température | Type et concentration de détergent |
| Prélavage 1 | 02:00 | L'eau du robinet froide | NA |
| Lavage enzymatique | 03:00 | Eau chaude du robinet | Neodisher® Mediclean Forte ¼ oz/gal (pH 10.5-11) |
| Rincer 1 | 00:15 | Eau chaude du robinet 60°C | NA |
| Séchage | 06:00 | 90°C | NA |

Stérilisation par autoclave

Le cycle qui a été sélectionné dépend du matériel et le protocole de l'hôpital. Les directives en général sont les suivantes :

| Stérilisation à la vapeur (Autoclave) Méthode | Cycle | Température minimale | Temps d'exposition |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| fumer (a emballé) | Pré-vacuum | la température minimale.270°F(132°C) | 4 minutes |
| fumer (a emballé) | gravitaire | la température minimale. 270°F(132°C) | 10 minutes |
| fumer (a emballé) | gravitaire | la température minimale. 250°F(121°C) | 45 minutes |

Les paramètres de stérilisation ci-dessus ont été validés et sont efficaces. Les matériaux utilisés dans la construction résisteront à des températures de 134 ° C jusqu'aux temps indiqués, sans impact négatif connu.

Stérilisation désinfection Il est recommandé de suivre les indications publiées par Advanced Stérilisation, une société appartenant au groupe Johnson & Johnson.

| Produit | Stérilisation haut niveau de désinfection | Stérilisation |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Solution de dialdéhyde au Cidex | 45 minutes à 25 °C 77 degrés F | 10 heures |
| Solution Cidex Plus 28 jours | 20 minutes à 25 °C 77 degrés F | Non applicable |

Stérilisation Steris

Suivez les instructions fournies par la société Steris Corporation

Stérilisation Sterrad

Suivez les instructions fournies par la société Sterrad (appartenant au groupe J&J)













GARANTIE LIMITÉE

Votre câble à fibres optiques a une garantie d'année de la date de chargement sur l'exécution et tous défauts de matériel, excluant la fibre cassée. Si votre produit s'avère présenter de tels défauts dans un délai d'année à compter de la date chargement, **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** réparera ou remplacera gratuitement le produit ou la pièce. Votre besoin à fibres optiques de câble entretien sous cette garantie, S'il vous plait contacter votre distributeur ou votre spécialiste de soutien clientèle pour la documentation d'autorisation de retour. Vous devrez emballer soigneusement votre produit dans du carton épais et l'expédier à l'usine. Vous y joindrez une note détaillant la nature du problème et préciserez votre nom, votre numéro de téléphone et l'adresse d'expédition à laquelle le produit devra être renvoyé. La garantie ne couvre pas le matériel ayant fait l'objet d'une utilisation illicite, ayant été accidentellement endommagé ou ayant subi une usure normale et elle ne s'applique pas non. Vous pouvez bénéficier d'autres droits au titre des lois en vigueur dans les différents états.

Réparations post-garantie :

S'il vous plait contacter votre distributeur ou votre spécialiste de soutien clientèle pour la documentation d'autorisation de retour.

Tableau des symboles de dispositifs médicaux utilisés

| | |
|---|---|
|  | Fabricant |
|  | Date de fabrication (AAAAMM or AAAA) |
|  | « Représentant autorisé » pour la communauté européenne |
|  | Attention, consulter les documents joints |
|  | Attention: Conformément au droit fédéral la vente de ce dispositif est limitée et ne peut être effectuée que par ou sur ordre de professionnel de la santé autorisé |
|  | Conserver le produit à l'abri de l'humidité |
|  | Numéro du lot |
|  | Consulter les instructions d'utilisation |
|  | Marquage CE |
|  | Non stérile |
|  | Numéro de catalogue, numéro pour commander à nouveau, ou numéro de référence |
|  | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé |



FIBEROPTISCHE KABEL



Sunoptic Technologies®
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville, FL 32216

Customer Service: 904 737-7611
Toll Free 877-677-2832



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
[+49 \(0\) 211 3013 2232](tel:+4921130132232)

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt und zum Verlust der Garantie führen.

Produktbeschreibung

SUNOPTIC SURGICAL® fiberoptische Kabel wurden für eine maximale Lichtausbeute bei Verwendung mit fiberoptischen Lichtquellen für den medizinischen Einsatz entwickelt. **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** fiberoptische Kabel sind für Quarz-Halogen-, metallhalide oder Xenon-Lichtquellen geeignet. Sie sind mit nahezu allen Endoskopen, medizinischen Instrumenten und Mikroskopen kompatibel.

Einsatzbereich

Das Produkt leitet helles Licht direkt von einer fiberoptischen Lichtquelle zur gewünschten Stelle an einem Operationstisch. **SUNOPTIC SURGICAL®** Kabel sind für den medizinischen Einsatz zugelassen und bieten hohe Übertragungsraten und Effizienz.

Anmerkung: Der Typ des Kabels das passend für eine gegebene Lichtquelle ist, kann vom aus der unten, Tabelle entnommen werden:

| | Normales Kabel | Beschichtetes Kabel | Linse Kabel | Fixiert Kabel |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Cuda/Sunoptic 250w Halogen | X | | | |
| Andere 250w Halogen | | X | | |
| Fokussiert keramisch Xenon | | X | | X |
| Autre Xenon ≤ 300W | X | | | |
| Xenon >300W | | | | X |
| mtallhalogenid ≤ 75W | X | | | |
| LED 4000 | | | | X |

- Bei Verwendung mit einer 300-Watt-Xenon-Lichtquelle müssen mindestens 90 % der Infrarotstrahlung ausgefiltert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden

Kontraindikationen

Kontraindikationen hinsichtlich des Einsatzes sind uns nicht bekannt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen ⚠

- **SUNOPTIC SURGICAL®** Lichtkabel werden unsterilisiert geliefert und müssen vor dem Einsatz sterilisiert werden. Siehe auch Hinweise zur Reinigung und Sterilisierung
- Prüfen Sie die Kabel vor jedem Einsatz auf Schäden. Achten Sie dabei besonders auf Kratzer und Unregelmäßigkeiten der fiberoptischen Komponenten
- Gehen Sie mit **SUNOPTIC SURGICAL®** Kabeln ebenso sorgfältig um wie mit jedem anderen feinoptischen Gerät
- Der Anwender muß mit dem Gebrauch und der Wartung dieses Produkts gründlich vertraut und dafür geschult sein
- Passen Sie die Kabeldimension an das Endoskop an. Die Verwendung eines dickeren Kabels (Größe eines Faserbündels) als für das Endoskop erforderlich führt zu einer Überhitzung des proximalen Endoskop-Endes.
- Leichter Verlust und wärmere als normale Instrumenttemperaturen dürfen begegnet werden, wenn ein Lichtquelle faseroptisches Kabel mit einer größeren Öffnung oder

Bündeldurchmesser benutzend, als die Instrumente empfangend Öffnung oder Bündeldurchmesser.

- **BRAND- ODER VERLETZUNGSGEFAHR:** Freigesetzte Energie Strahler verwendet mit Lichtwellenleiter bleibt in der Kabel- und Übertragen an ein angeschlossenes Instrument über das Kabel End tip. Die Ausgabe eines angeschlossenen Instrument oder end tip links in der Nähe oder Kontakt mit Gewebe oder brennbare Materialien präsentiert die Gefahr von Verletzungen oder Feuer. Qualifiziertes Personal bestimmen muss ein sicherer Abstand und Intensität für jede Anwendung. Die Ausgabe sollte nie unbeaufsichtigt auf.

Negative Vorfälle

Negative Vorfälle hinsichtlich des Gebrauchs des Produkts sind uns nicht bekannt.

Reinigung des Kopfbands, der Stirnlampe und des Stirnlampenkabels.

Die Oberfläche des Kopfbügels und des Moduls kann mit 70% igem Isopropylalkohol oder milder Seife abgewischt werden. Das Scheinwerferkabel darf nicht mit Dampf autoklaviert werden. Durch das Autoklavieren wird das nicht verschlossene proximale Ende des Kabels beschädigt, auf dem sich eine Linse befindet. Das Scheinwerferkabel kann auf dieselbe Weise wie der Kopfbügel und das Modul abgewischt werden.

Reinigung und Sterilisierung fiberoptischer Lichtleiter

Reinigung

Fiberoptische Lichtleiter für Endoskope, Mikroskope und Operations instrumente sind hochwertige optische Produkte. Sie erfordern die gleiche sorgfältige Handhabung wie andere optische Präzisions instrumente. Nach jedem Einsatz muß der Lichtleiter gewaschen und von allen Verunreinigungen befreit werden. Reinigen sie das Produkt mit einer weichen Bürste und einem milden Spülmittel. Achten Sie besonders auf alle Fugen und Nahtstellen. Benutzen Sie niemals scheuernde oder abreibende Mittel oder aggressive Reinigungsmittel, welche die optischen Komponenten an beiden Kabelenden beschädigen könnten. Sunoptic Technologies® empfiehlt die folgenden Dampfsterilisation (Autoklav) Richtlinien:

Automatisierte Reinigung (volle Zyklen)

Das Gerät muss einen Krankenhauszyklus mit vollem Zyklus durchlaufen. Die minimalen Parameter für den gesamten Zyklus sind wie folgt:

| Motor geschwindigkeit hoch [USA-Parameter] | | | |
|--|----------------------|----------------------------|---|
| Die Phase | Umlaufzeit [Minuten] | Temperatur | Art und Konzentration des Reinigungsmittels |
| Vorwäsche 1 | 02:00 | Kaltes Leitungswasser | NA |
| Enzymwäsche | 03:00 | Heißes Leitungswasser | Enzol®, 1 oz/gal (Neutral pH 7.8-8.8) |
| Spülen 1 | 00:15 | Heißes Leitungswasser 60°C | NA |
| Trocknen | 06:00 | 90°C | NA |

| Motor geschwindigkeit hoch [europäische Parameter] | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Die Phase | Umlaufzeit [Minuten] | Temperatur | Art und Konzentration des Reinigungsmittels |
| Vorwäsche 1 | 02:00 | Cold Tap Water | NA |
| Enzymwäsche | 03:00 | Heißes Leitungswasser | Neodisher® Mediclean Forte ¼ oz/gal (pH 10.5-11) |
| Spülen 1 | 00:15 | Heißes Leitungswasser 60°C | NA |
| Trocknen | 06:00 | 90°C | NA |

Dampf-Sterilisation (Autoklav)

Der Zyklus wird je nach maschineller Ausstattung und Krankenhausordnung gewählt. Allgemeine Richtlinien sind:

| Methode | Zyklus | Min. Temperatur. | Aussetzung Zeit |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Dämpfen Sie (hat gewickelt) | Vorvakuum | Min. Temperatur. 270°F (132°C) | 4 Minuten |
| Dämpfen Sie (hat gewickelt) | Schwerkraft Verdrängung | Min. Temperatur. 270°F (132°C) | 10 Minuten |
| Dämpfen Sie (hat gewickelt) | Schwerkraft Verdrängung | Min. Temperatur. 250°F (121°C) | 45 Minuten |

Die obigen Sterilisationsparameter wurden validiert und sind wirksam. Werkstoffe, die im Bauwesen verwendet werden, halten Temperaturen von 134 ° C bis zu den angegebenen Zeiten stand.

Chemische Desinfektionssterilisation

Wir empfehlen die Anwendung der von Advanced Sterilization (einem Unternehmen von Johnson & Johnson) veröffentlichten Richtlinien.

| Produkt | Hochgradige Desinfektionssterilisation | Sterilisation |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Cidex Activated Dialdehyde-Lösung | 45 Minuten @ 25 Grad C 77 Grad F | 10 Stunden |
| Cidex Plus 28-Tage Lösung | 20 Minuten @ 25 Grad C 77 Grad F | --- |

Steris-Sterilisation

Entsprechend den Richtlinien der Steris Corporation

Sterrad-Sterilisation

Entsprechend den Richtlinien von Sterrad (einem Unternehmen von J&J)













Garantie

Ihr faseroptisches Kabel hat ein Jahr Garantie ab Auslieferung auf Arbeitsausführung und allen Materialfehler enit gebrochener Fasern. Sollte ihr Produkt hachwer's lieh einen solchen defekt innerhalb eines jahres ab Arbeitsausführung aufweisen, dann reparieit oder ersetzt **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** es kostenlos. Sollte ihr faseroptisches wartung benohgen, die unter diese garantie bedingungen fällt, wenden fie sich bitle an ihren händler oder Kundenbetreuer leefciglich Rückkehrermachtigungsdokumentation. Siesollten das produkt bitte sorgfältig in einem stabilen Karton verpacken. Fugen sie bitle eine Beschreibung des Defekts Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, und ihr Rücksende-Adresse bei. Die Garantie giltnicht fur macht Geräte missbrauchen, versehentkiche Beschädigung oder normalen verschleis.

Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit:

Bitte fragen Sie Ihren händler oder Ihr Kundendienstspezialisten fur Rücksendeinformation.

Tabelle mit Symbolen, die auf medizinischen Geräten verwendet werden

| | |
|---|---|
|  | Hersteller |
|  | Herstellungsdatum (JJJMM oder JJJJ) |
|  | „Autorisierter Vertreter“ in der Europäischen Gemeinschaft |
|  | Achtung, in Begleitdokumenten nachlesen |
|  | Achtung: Die nationale Gesetzgebung verbietet den Verkauf dieses Geräts von oder im Auftrag eines lizenzierten Angehörigen eines Heilberufs |
|  | Produkt trocken halten |
|  | Chargennummer / Losnummer |
|  | In Gebrauchsanweisung nachlesen |
|  | CE-Kennzeichnung |
|  | Nicht steril |
|  | Katalog-, Wiederbestell- oder Referenznummer |
|  | Falls Verpackung beschädigt, nicht verwenden |



CAVI IN FIBRA OTTICA



Sunoptic Technologies®
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville, FL 32216

Customer Service: 904 737-7611
Toll Free 877-677-2832



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
[+49 \(0\) 211 3013 2232](tel:+4921130132232)

LEGGERE PRIMA DELL'USO

La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso descritte di seguito potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo e invalidare la relativa garanzia.

Descrizione del dispositivo

I cavi in fibra ottica **SUNOPTIC SURGICAL**[®] sono progettati per fornire la massima luce quando vengono collegati a una sorgente luminosa in fibra ottica per uso medico. I cavi in fibra ottica **SUNOPTIC SURGICAL**[®] possono essere utilizzati con sorgenti luminose alogene al quarzo, ad alogenuri metallici o allo xenon. Essi sono compatibili con quasi tutti i tipi di endoscopi, strumenti medici e microscopi.

Modalità d'uso

Questo dispositivo è progettato per illuminare una sala operatoria convogliando la luce emessa da una sorgente luminosa in fibra ottica sul punto desiderato. I cavi **SUNOPTIC TECHNOLOGIES**[®] sono di tipo medico, ad elevata trasmittanza ed efficacia di picco.

Nota: Il modello di cavo adatto per una determinata fonte luminosa può essere determinato in base alla seguente tabella:

| | Cavo standard | Cavo con Rod rivestito | Cavo con lente | Cavo fuso |
|------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| Cuda 250W Alogene | X | | | |
| Altre 250W Alogene | | X | | |
| Ceramic Xenon focalizzata | | X | | X |
| Altre Xenon ≤ 300W | X | | X | |
| Xenon >300W | | | | X |
| Ad alogenuri metallici ≤ 75W | X | | | |
| LED 4000 | | | | X |

Per utilizzarli con una sorgente luminosa allo xenon da 300 watt, assicurarsi che la sorgente sia in grado di filtrare almeno il 90% delle radiazioni a infrarossi per evitare un calore eccessivo

Controindicazioni

Questo dispositivo non presenta controindicazioni conosciute.

Avvertenze e precauzioni

- I cavi luminosi **SUNOPTIC TECHNOLOGIES**[®] vengono forniti non sterilizzati e devono essere, pertanto, sterilizzati prima dell'uso. A tale scopo, consultare le istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione
- Controllare sempre i cavi prima dell'uso per verificare che non siano danneggiati. Prestare particolare attenzione alle superfici ottiche e assicurarsi che non siano graffiate o ammassate
- Fare attenzione nel maneggiare i cavi **SUNOPTIC TECHNOLOGIES**[®] e procedere con la stessa cautela che si usa nel maneggiare qualsiasi dispositivo ottico di precisione
- Chi usa questo prodotto deve conoscerlo a fondo e sapere come utilizzarlo in maniera corretta e adeguata
- Far corrispondere la dimensione del cavo con l'endoscopio. L'uso di un cavo più grande (dimensione del fascio di fibre) rispetto a quello che necessita l'endoscopio determina surriscaldamento dell'estremità prossimale dell'endoscopio.

- Perdite di luce e temperature dello strumento più calde del normale potrebbero verificarsi usando un cavo a fibre ottiche per fonte luminosa con un'apertura o un diametro del fascio più ampi rispetto a quelli degli strumenti che ricevono l'apertura o il fascio.
- **INCENDIO O PERICOLO DI LESIONI:** energia rilasciata da illuminatori usati con guide luminose in fibra ottica è trattenuta nel cavo e trasmessa ad un strumento collegato attraverso il cavo di punta di estremità. L'uscita di un strumento collegato o punta di estremità sinistra in prossimità o a contatto con il tessuto o materiali infiammabili presenta un rischio di lesioni o di incendio. Il personale qualificato deve determinare la distanza di sicurezza e impostazione di intensità per ciascuna applicazione. L'uscita non deve mai essere lasciato su incustodito.

Effetti negativi

Non siamo a conoscenza di effetti negativi associabili a questo prodotto.

Pulizia della fascia, della lampada frontale e del cavo per lampada frontale.

La superficie esterna della fascia e del modulo possono essere puliti con 70% di Alcool isopropilico o con sapone delicato. Il cavo della lampada frontale non può essere sterilizzato in autoclave. La sterilizzazione in autoclave danneggerebbe l'estremità prossimale non sigillata del cavo che contiene una lente. Il cavo della lampada frontale può essere pulito con lo stesso procedimento della fascia e del modulo.

Pulizia e sterilizzazione per guide luminose in fibra ottica

Pulizia

Le guide luminose in fibra ottica per endoscopi, microscopi e strumenti chirurgici sono dispositivi ottici di elevata qualità. Esse richiedono una manutenzione simile a quella richiesta da tutti i componenti ottici di precisione. Dopo essere stata utilizzata, la guida luminosa va lavata e pulita ogni volta rimuovendo tutti i residui eventualmente presenti. Per pulire il dispositivo, utilizzare una spazzola morbida e del detergente neutro. Prestare particolare attenzione ad eventuali fessure o giunture. Evitare che materiali o detergenti corrosivi graffino o danneggino in altro modo le superfici ottiche presenti su ciascuna estremità dell'endoscopio. Sunoptic Technologies® consiglia i seguenti sterilizzazione (Autoclave) linee guida:

Pulizia automatica (cicli completi)

Il dispositivo deve essere sottoposto a un ciclo completo di grado ospedaliero. I parametri minimi per il ciclo completo sono i seguenti:

| Il motore velocità alto [USA Parametri] | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Fase | Tempo di ricircolo [minuti] | Temperatura | Tipo di detergente e concentrazione |
| Pre-lavaggio 1 | 02:00 | Acqua fredda del rubinetto | NA |
| Lavaggio enzimatico | 03:00 | Acqua calda del rubinetto | Enzol®, 1 oz/gal (Neutral pH 7.8-8.8) |
| Risciacquo 1 | 00:15 | Acqua calda del rubinetto 60°C | NA |
| Essiccazione | 06:00 | 90°C | NA |

| Il motore velocità alto [European Parametri] | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Fase | Tempo di ricircolo [minuti] | Temperatura | Tipo di detergente e concentrazione |
| Pre-lavaggio 1 | 02:00 | Acqua fredda del rubinetto | NA |
| Lavaggio enzimatico | 03:00 | Acqua calda del rubinetto | Neodisher® Mediclean Forte ¼ oz/gal (pH 10.5-11) |
| Risciacquo 1 | 00:15 | Acqua calda del rubinetto 60°C | NA |
| Essiccazione | 06:00 | 90°C | NA |

Sterilizzazione a vapore (Autoclave)

Il ciclo selezionato dipende dall'attrezzatura e dal protocollo dell'ospedale. Le linee guida generali sono:

| Metodo | Ciclo | Temperature minima. | Tempo di esposizione |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Vapore (involucro) | Prevacuum | temperature minima. 270°F (132°C) | 4 minuti |
| Vapore (involucro) | Gravità | temperature minima. 270°F (132°C) | 10 minuti |
| Vapore (involucro) | Gravità | temperature minima. 250°F (121°C) | 45 minuti |

I suddetti parametri di sterilizzazione sono stati valutati e sono efficaci. I materiali utilizzati nella costruzione resistono a temperature di 134 ° C fino ai tempi indicati senza impatti negative.

Sterilizzazione con disinfettante

Si consiglia di seguire le indicazioni pubblicate da Advanced Sterilization, una società del gruppo Johnson & Johnson.

| Prodotto | Sterilizzazione disinfettante ad alto livello | Sterilizzazione |
|--|--|------------------------|
| Cidex Activated Dialdehyde Solution | 45 minuti a 25 gradi C 77 gradi F | 10 ore |
| Cidex Plus 28 Day Solution | 20 minuti a 25 gradi C 77 gradi F | NA |

Sterilizzazione Steris

Attenersi alle indicazioni fornite da Steris Corporation

Sterilizzazione Sterrad

Attenersi alle indicazioni fornite da Sterrad (una società del gruppo J&J)

Garanzia limitata




Il cavo a fibre ottiche ha una garanzia di un (1) anno dalla data di spedizione per quanto riguarda fabbricazione e difetti del materiale, ad esclusione della rottura della fibra ottica. Nel caso in cui tali difetti siano rilevati entro un (1) anno dalla spedizione, **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** riparerà o sostituirà il prodotto in tutto o in parte senza addebito.

Nel caso in cui il cavo a fibre ottiche richieda una revisione in garanzia, per favore contattare il proprio distributore o centro di assistenza clienti per la documentazione di autorizzazione al reso. Imballare con cura l'unità in un cartone solido, includendo una nota descrittiva dei difetti, il proprio nome, il numero di telefono e un indirizzo per la restituzione. La garanzia non copre le apparecchiature utilizzate in maniera impropria, i danni accidentali e il normale logorio. Questa garanzia concede diritti legali specifici ed è possibile che l'utente goda di altri diritti che possono variare da Paese a Paese.

Riparazioni post garanzia:

Per favore contattare il proprio distributore o centro di assistenza clienti per la documentazione di autorizzazione al reso.

Tabella dei simboli usati sui dispositivi medici

| | |
|---|---|
|  | Produttore |
|  | Data di produzione (AAAAMM o AAAA) |
|  | "Rappresentante autorizzato" nella Comunità Europea |
|  | Attenzione, consultare la documentazione allegata |
|  | Attenzione: La legge federale limita l'acquisto o l'ordinazione del dispositivo solo ad un medico autorizzato |
|  | Tenere il prodotto asciutto |
|  | Codice batch / numero lotto |
|  | Consultare le Istruzioni per l'uso |
|  | Simbolo CE |
|  | Non sterile |
|  | Catalogo, nuova ordinazione o numero di riferimento |
|  | Non usare se la confezione è danneggiata |



CABLES DE FIBRA ÓPTICA



Sunoptic Technologies®
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville, FL 32216

Customer Service: 904 737-7611
Toll Free 877-677-2832



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
[+49 \(0\) 211 3013 2232](tel:+4920121130132232)

LÉASE ANTES DEL USO

El incumplimiento de estas instrucciones puede inutilizar el dispositivo y causar la anulación de la garantía.

Descripción del dispositivo

Los cables de fibra óptica **SUNOPTIC SURGICAL**® se han diseñado para ofrecer una máxima iluminación cuando se conectan a una fuente de luz de fibra óptica de uso médico. Estos cables de fibra óptica se pueden emplear con fuentes de luz de cuarzo halógenos, de haluro metálico y de xenon. Son compatibles prácticamente con todos los endoscopios, instrumentos médicos y microscopios.

Uso indicado

Este dispositivo se ha diseñado para iluminar áreas de intervención quirúrgica por medio de la transmisión de luz desde una fuente de luz de fibra óptica al área que se desee. Los cables **SUNOPTIC SURGICAL**®, de alta transmitancia y máxima eficacia, son para uso médico.

La nota: El estilo de cable conveniente para un fuente de luz dado se puede determinar de la mesa abajo:

| | Cable uniforme | Cable vestido de barra | Cable de lente | Se fundió Cable |
|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Cuda/Sunoptic 250w Halógenas | X | | | |
| Otros 250w Halógenas | | X | | |
| Enfocado cerámico Xenon | | X | | X |
| Otros Xenon ≤ 300W | X | | X | |
| Xenon >300W | | | | X |
| Halide del metal ≤ 75W | X | | | |
| LED 4000 | | | | X |

Cuando utilice los cables con una fuente de luz de xenon de 300 vatios deberá comprobar que la fuente de luz filtra como mínimo el 90% de la radiación infrarroja a fin de evitar un calentamiento excesivo.

Contraindicaciones

Este dispositivo no presenta contraindicaciones de las que se tenga conocimiento.

Advertencias y precauciones

- Los cables de luz **SUNOPTIC SURGICAL**® no se suministran estériles, por lo que es necesario esterilizarlos antes de su uso. Consulte las instrucciones de limpieza y esterilización.
- Inspeccione los cables por si estuvieran dañados siempre antes del uso. Preste especial atención a las superficies ópticas por si presentaran arañazos o golpes.
- Siga las mismas precauciones con los cables **SUNOPTIC SURGICAL**® que con cualquier otro dispositivo óptico de precisión.
- El usuario deberá tener formación y experiencia en la utilización y cuidados de este producto.
- Haga coincidir el tamaño del cable con el endoscopio. Utilizar un cable más grande (tamaño del fardo de fibra) del que requiere el endoscopio, provocará un sobrecalentamiento del extremo proximal del endoscopio.

- La pérdida ligera y más tibio que temperaturas normales de instrumento pueden ser encontradas con si utilizando una fuente ligera cable de fibra óptica con un diámetro más grande de abertura o lio que los instrumentos que reciben diámetro de abertura o lio.
- **FUEGO O PELIGRO DE LESIONES:** la energía liberada por los iluminadores utilizados con guías de luz de fibra óptica es retenido en el cable y transmite a un instrumento conectado a través del extremo del cable en la punta. La salida de un instrumento conectado o punta de extremo izquierda en estrecha proximidad o contacto con el tejido o materiales inflamables, presenta un riesgo de lesión o de incendio. El personal cualificado debe determinar una distancia de trabajo segura y ajuste de intensidad para cada aplicación. La salida nunca debe dejarse en desatendido.

Efectos secundarios

No se tiene conocimiento de efectos secundarios relacionados con este producto.

Limpieza de la banda de cabeza, la lámpara frontal y el cable de la lámpara frontal.

La superficie exterior de la banda de cabeza y del módulo pueden limpiarse con alcohol isopropílico al 70% o jabón suave. El cable de la lámpara frontal no debe esterilizarse en autoclaves de vapor. La esterilización en autoclave provocará daños al extremo proximal del cable el cual no está sellado y posee lentes. El cable de la lámpara frontal puede limpiarse del mismo modo que la banda de cabeza y el módulo.

Limpieza y esterilización de las sondas para luz de fibra óptica

Limpieza

Las sondas para luz de fibra óptica utilizadas en endoscopios, microscopios e instrumentos quirúrgicos son dispositivos ópticos de alta calidad. Necesitan cuidados similares a los de cualquier otro componente óptico de precisión. Después de cada uso, la sonda para luz se debe lavar y limpiar a fin de eliminar la suciedad. Para limpiar el dispositivo se puede utilizar un cepillo suave y un detergente poco concentrado. Preste especial atención a las posibles grietas y hendiduras. No utilice sustancias o detergentes abrasivos que puedan arañar o dañar de alguna manera las superficies ópticas en cada extremo del endoscopio o microscopio. Sunoptic Technologies® recomienda los siguientes esterilización por vapor (Autoclave) pautas:

Limpieza automatizada (ciclos completos)

El dispositivo se ejecutará a través de un ciclo completo de grado hospitalario. Los parámetros mínimos para el ciclo completo son los siguientes:

| Velocidad del motor alta [Parámetros de EE. UU.] | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| La Phase | Tiempo de recirculación [minutos] | Temperatura | Detergente Tipo y Concentración |
| Prelavado 1 | 02:00 | Agua fría del grifo | NA |
| Lavado de enzimas | 03:00 | Agua caliente del grifo | Enzol®, 1 oz/gal (Neutral pH 7.8-8.8) |
| Enjuague 1 | 00:15 | Agua caliente del grifo 60°C | NA |
| El secado | 06:00 | 90°C | NA |

| Velocidad del motor alta [Parámetros Europeos] | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| La Phase | Tiempo de recirculación [minutos] | Temperatura | Detergente Tipo y Concentración |
| Prelavado 1 | 02:00 | Agua fría del grifo | NA |
| Lavado de enzimas | 03:00 | Agua caliente del grifo | Neodisher® Mediclean Forte 1/4 oz/gal (pH 10.5-11) |
| Enjuague 1 | 00:15 | Agua caliente del grifo 60°C | NA |
| El secado | 06:00 | 90°C | NA |

Esterilización por vapor (Autoclave)

El ciclo seleccionado depende del equipo y del protocolo del hospital o centro sanitario. Las pautas generales son las siguientes:

| Método | Ciclo | Temperature minima. | Tiempo de exposición |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Humee (envolvió) | Vacío previo | temperature minima. 270°F (132°C) | 4 minutos |
| Humee (envolvió) | gravedad | temperature minima. 270°F (132°C) | 10 minutos |
| Humee (envolvió) | gravedad | temperature minima. 250°F (121°C) | 45 minutos |

Los parámetros de esterilización anteriores han sido validados y son efectivos. Los materiales utilizados en la construcción resistirán temperaturas de 134C hasta los tiempos indicados sin ningún impacto adverso conocido

Esterilización Desinfección

Recomendamos que se sigan las instrucciones publicadas por Advanced Sterilization, grupo Johnson & Johnson.

| Producto | Desinfección y esterilización de alto nivel | Esterilización |
|---|--|-----------------------|
| Solución de dialdehído activada con Cidex | 45 minutos a 25 grados C 77 grados F | 10 horas |
| Cidex con solución de 28 días | 20 minutos a 25 grados C 77 grados F | N/D |

Esterilización de Steris

Siga las instrucciones de Steris Corporation.

Esterilización de Sterrad

Siga las instrucciones de Sterrad (grupo J&J)

Garantía limitada

Su cable de la fibra óptica tiene una garantía de año de la fecha de embarque de la materia, excluyendo fibra rota. Si este producto presenta defectos en uno año posteriores a su embarque, **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** reparará o sustituirá el producto o sus componentes sin gasto alguno.

Deba su necesidad del producto que atiende a bajo esta garantía, contacte por favor su distribuidor o su especialista de apoyo de cliente para la documentación de la autorización del

regreso. Deberá embalar cuidadosamente la unidad en una caja de cartón resistente y enviarla a la fábrica. Incluya una nota en que se describan los defectos y se indique su nombre, número de teléfono y dirección de reenvío. La garantía no incluye los equipos utilizados incorrectamente, los daños accidentales, el uso y desgaste normales. Esta garantía confiere derechos legales específicos y otros derechos que pueden variar de un lugar a otro.

Reparaciones fuera de garantía:

Contacte por favor su distribuidor o su especialista de apoyo de cliente para la documentación de la autorización del regreso.

Tabla de símbolos usados en dispositivos médicos

| | |
|---|---|
|  | Fabricante |
|  | Fecha de fabricación (AAAAMM o AAAA) |
|  | “Agente autorizado” en la Comunidad Europea |
|  | Precaución; consulte la documentación adjunta. |
|  | Precaución: La legislación federal restringe la venta de este dispositivo al pedido de un profesional de salud autorizado |
|  | Mantenga seco el producto. |
|  | Código de lote/número de lote |
|  | Consulte las instrucciones de uso. |
|  | Marca de la CE |
|  | No estéril |
|  | Catálogo, número de pedido o de referencia |
|  | No utilizar si el envase está dañado. |



GLASVEZELKABELS GEBRUIKSAANWIJZING



Sunoptic Technologies®
6018 Bowdendale Avenue
Jacksonville, FL 32216 VS

Klantenservice: +1 904 737 7611
Gratis: +! 877-677-2832



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf, Germany
[+49 \(0\) 211 3013 2232](tel:+4921130132232)

GRAAG VOOR GEBRUIK LEZEN

Indien u deze instructies niet opvolgt, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat onbruikbaar wordt en de garantie nietig wordt verklaard.

Omschrijving Apparaat

SUNOPTIC SURGICAL[®] glasvezelkabels zijn ontwikkeld voor het geven van maximaal licht indien gekoppeld aan een glasvezel lichtbron van medische kwaliteit. **SUNOPTIC SURGICAL**[®] glasvezelkabels kunnen worden gebruikt met kwartshalogeen, metaalhalide- of xenonlichtbronnen. Ze zijn compatibel met nagenoeg alle endoscopen, medische instrumenten en microscopen.

Bestemd Gebruik

Dit apparaat is bestemd voor het verlichten van een operatieruimte door middel van het doorgeven van een glasvezellichtbron naar het gewenste gebied. **SUNOPTIC SURGICAL**[®] kabels zijn van medische kwaliteit, hebben een zeer hoge overdraagbaarheid en zijn bijzonder efficiënt.

OPMERKING: De kabelsoort die geschikt is voor de betreffende lichtbron kan worden bepaald met behulp van onderstaande tabel.

| | Standaard kabel | In staaf geklede kabel | Kabel uitgerust met lens | Gesmolten kabel |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cuda / Sunoptic 250W Halogeen | X | | | |
| Andere 250W Halogeen | | X | | |
| Geconvergeerd Keramisch Xenon | | X | | X |
| Ander Xenon ≤ 300W | X | | X | |
| Xenon >300W | | | | X |
| Metaalhalide ≤ 75W | X | | | |
| LED 4000 | | | | X |

- Voor het gebruik met een Xenon lichtbron, dient u ervoor te zorgen dat de lichtbron ten minste 90% van de infraroodstraling (IR) filtert ter voorkoming van oververhitting.

Contra-indicaties

Dit apparaat heeft voor zover wij weten geen contra-indicaties.

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen



- **SUNOPTIC SURGICAL**[®] lichtkabels worden onsteriel aangeleverd en moeten voor gebruik worden gesteriliseerd. Zie instructies voor het schoonmaken en steriliseren.
- Inspecteer de kabels alvorens gebruik altijd op eventuele schade. Let vooral op de optiek waarbij u moet letten op krassen of butsen.
- Behandel de **SUNOPTIC SURGICAL**[®] kabels altijd voorzichtig en op een manier waarop u alle delicate optische apparatuur zou gebruiken.
- De gebruiker van dit product moet bekend zijn met en getraind zijn in het gebruik en behandeling van het product.

- Zoek het juiste formaat van de kabel bij het juiste formaat endoscoop. Het gebruik van een grotere kabel (glasvezel bundelmaat) dan dat de endoscoop nodig heeft, kan resulteren in het oververhit raken van het proximale uiteinde van de endoscoop.
- Minder goed werkende verlichting en indien het instrument warmer is dan anders kan voorkomen als er een glasvezelkabel wordt gebruikt met een grotere opening of bundeldiameter dan de diameter van het ontvangende opening of bundeldiameter.
- **BRAND OF SCHADE OPLEVEREN:** energie die vrijkomt door stralers gebruikt met fiber optic gidsen wordt vastgehouden in de kabel en overgebracht naar een aangesloten instrument via de kabel tip. De output van een aangesloten toestel of einde tip links in de nabijheid of contact met weefsel of brandbare materialen vormt een risico op letsel of brand. Gekwalificeerd personeel moet bepalen wat een veilige werkafstand en intensiteit voor elke toepassing. De uitvoer mag nooit worden aangelaten onbeheerd wordt achtergelaten.

Ongewenste Voorvallen

Wij hebben geen kennis van enige ongewenste voorvallen bij dit product.

Schoonmaken van de hoofdband, het hoofdlicht en de kabel van het hoofdlicht.

De buitenkant van de hoofdband en module kunnen schoongeveegd worden met 70% Isopropylalcohol of milde zeep. De kabel van de hoofdband mag niet in de autoclaaf. Het in de autoclaaf behandelen kan zorgen voor schade aan het niet gesealde proximale uiteinde van de kabel waar geen lens op zit. De kabel van het hoofdlicht kan schoongeveegd worden op dezelfde manier als de hoofdband en module.

Schoonmaken en Steriliseren van Glasvezellicht geleider

Schoonmaken

De glasvezellicht geleider voor endoscopen, microscopen en chirurgische instrumenten zijn optische apparaten van hoge kwaliteit. Ze dienen op dezelfde manier behandeld te worden als elke andere optiek. Na elk gebruik dient de lichtgeleider te worden gewassen en al het viezigheid moet worden verwijderd. Een zachte borstel en mild schoonmaakmiddel dient te worden gebruikt om het apparaat schoon te maken. Kijk met name goed in alle spleten en naden. Gebruik geen ruwe materialen of schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken of de optische oppervlakten aan beide uiteinden van de lichtgeleider op andere wijze kunnen beschadigen. Sunoptic Technologies® raadt de volgende Stoomsterilisatie (Autoclaaf) richtlijnen aan:

Geautomatiseerde reiniging (volledige cycli)

Het apparaat wordt door een volledige cyclus van het ziekenhuis geleid. De minimale parameters voor de volledige cyclus zijn als volgt:

| Motorsnelheid Hoog [VS-parameters] | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Fase | Recirculatie tijd [minuten] | Temperatuur | Detergent Type en concentratie |
| Voorwassen 1 | 02:00 | Koud leidingwater | NA |
| Enzym Wash | 03:00 | Heet leidingwater | Enzol®, 1 oz/gal (Neutral pH 7.8-8.8) |
| Spoelen 1 | 00:15 | Heet leidingwater 60°C | NA |
| Drogen | 06:00 | 90°C | NA |

| Motorsnelheid Hoog [Europese parameters] | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| Fase | Recirculatie tijd [minuten] | Temperatuur | Detergent Type en concentratie |
| Voorwassen 1 | 02:00 | Koud leidingwater | NA |
| Enzym Wash | 03:00 | Heet leidingwater | Neodisher® Mediclean Forte ¼ oz/gal (pH 10.5-11) |
| Spoelen 1 | 00:15 | Heet leidingwater 60°C | NA |
| Drogen | 06:00 | 90°C | NA |

Stoomsterilisatie (Autoclaaf)

De cyclus die geselecteerd moet worden, hangt af van de apparatuur en protocol van het ziekenhuis. Algemene richtlijnen zijn:

| METHODE | CYCLUS | MINIMUM TEMPERATUUR | DUUR |
|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Stoom (ingepakt) | Prevacuüm | 270 gr. F (132 gr. C) | 4 minuten |
| Stoom (ingepakt) | Zwaartekracht | 270 gr. F (132 gr. C) | 10 minuten |
| Stoom (ingepakt) | Zwaartekracht | 250 gr. F (121 gr. C) | 45 minuten |

De bovenstaande sterilisatieparameters zijn gevalideerd en zijn effectief. De gebruikte materialen in de constructie zijn bestand tegen temperaturen van 134C tot de aangegeven tijden zonder enige bekende nadelige invloed.

Chemische desinfectie

Het wordt aangeraden de onderstaande richtlijnen, gepubliceerd door Advanced Sterilization, een bedrijf van Johnson & Johnson, worden opgevolgd.

| Product | Hoog Niveau Disinfectie Sterilisatie | Sterilisatie |
|---|---|---------------------|
| Cidex Geactiveerde Dialdehyde Oplossing | 45 minuten @ 25 graden C 77 graden F | 10 Uur |
| Cidex Plus 28 Dagen Oplossing | 20 minuten @ 25 graden C 77 graden F | NVT |

Steris Sterilisatie

Volg de Richtlijnen van Steris Corporation

Sterrad Sterilisatie

Volg de Richtlijnen van Sterrad (een J&J Bedrijf)

Beperkte Garantie












Uw glasvezelkabel heeft een garantie van één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum op vakmanschap en alle defecten aan materialen met uitzondering van gebroken glasvezel. Indien blijkt dat uw product binnen één (1) jaar na verzending defect is, zal **SUNOPTIC TECHNOLOGIES®** het product of componenten gratis repareren of vervangen.

Indien uw glasvezelkabel onderhoud nodig heeft binnen deze garantie, neem dan contact op met uw distributeur of uw klantenservice specialist voor de retour autorisatie documentatie. U dient het product zorgvuldig in te pakken in een stevige kartonnen doos, inclusief een brief waarin de defecten staan beschreven, uw naam, uw bedrijfsnaam, telefoonnummer en retouradres. De garantie dekt geen apparatuur dat op onjuiste wijze is gebruikt, accidentele schade en normale slijtage. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u heeft mogelijk ook andere rechten die per staat verschillen.

Reparaties na garantie

Neem contact op met uw distributeur of klantenservice specialist voor de retour autorisatie documentatie

Tabel met gebruikte symbolen van medische apparatuur

| | |
|---|---|
|  | Fabrikant |
|  | Fabricagedatum (JJJJMM of JJJJ) |
|  | “Geautoriseerde vertegenwoordiger” in de Europa |
|  | Waarschuwing, lees eerst de bijgevoegde documenten |
|  | Waarschuwing: Het nationale recht vereist dat dit product wordt verkocht door of namens een arts met vergunning |
|  | Houdt product droog |
|  | Partijcode / artikelnummer |
|  | Lees Gebruiksaanwijzingen |
|  | CE markering |
|  | Onsteriel |
|  | Catalogus-, nabestellings- of referentienummer |
|  | Indien verpakking beschadigd is, niet gebruiken |